

## 誤接続防止コネクタ【経腸栄養分野】の導入に関するご案内

東北医科薬科大学病院

厚生労働省通知を受け、経腸栄養分野の誤接続防止コネクタ製品を導入する運びとなりました。  
円滑な施設間連携を図るため、本紙をもって情報提供させていただきます。

### 当院の製品切替え予定







**2022年2月1日(火)**より新規格製品（ISO80369-3）へ切り替えます。

### 今後の対応

切替え日以降に当院から転出する患者さんは、  
右図の**「新規格(オス)」**タイプのコネクタ製品を  
**使用します。**

このタイプの製品に接続するためには、

- ①「新規格(メス)」の製品を直接接続する。
- ②「変換コネクタ type A」を介して、  
既存規格(オス)の製品と接続する。  
どちらかで対応する必要があります。

カテーテル側	変換コネクタ	投与器具側
 新規格(オス)	 TYPE A	 既存規格(オス)
 既存規格(メス)	 TYPE B	 新規格(メス)

※「変換コネクタ type A」がないと、既存規格(オス)の製品とは接続できません。

※新規格品の供給都合上、一部製品は既存規格を使用して転出する場合がございます。

### 連携施設様へのお願い

新規格製品と既存規格製品は、直接接続できません。そのため、貴施設におかれましても

**「変換コネクタ type A」のご準備**、もしくは**「新規格製品への切替え」**をお願いします。

お手数をお掛けしますが、患者さんに不利益が生じないようご協力の程宜しくお願い致します。

### お問い合わせ先

東北医科薬科大学病院 医療安全管理部 TEL : 022-259-1221 (病院代表)